

PSA y hK2 en el diagnóstico de cáncer de próstata

Alapont Alacreu JM, Navarro Rosales S*, Budía Alba A, España Furió F*, Morera Martínez F, Jiménez Cruz JF.

*Servicio de Urología y *Centro de Investigación. Hospital Universitario La Fe. Valencia.*

Actas Urol Esp. 2008;32(6):575-588

RESUMEN

PSA Y hK2 EN EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE PRÓSTATA

Los marcadores séricos de cáncer de próstata son ampliamente usados para la detección precoz de este cáncer, estadiaje tumoral y para la monitorización tras tratamiento curativo o paliativo. Desde su descubrimiento en 1979, el PSA ha sido el marcador de cáncer de próstata más importante. Sin embargo, el PSA de forma aislada no presenta una especificidad y sensibilidad adecuadas como para considerarlo un test idóneo en la detección precoz de cáncer de próstata. Para aumentar la especificidad se han desarrollado los conceptos de velocidad de PSA, PSA-edad, densidad de PSA y las formas moleculares de PSA, sobre todo en pacientes que no presentan cifras de PSA muy elevadas. La hK2, una calicreína glandular humana muy parecida al PSA y que también se expresa predominantemente en la próstata, es otro nuevo marcador sérico de cáncer próstata. En esta revisión valoramos el papel del PSA y la hK2 en el diagnóstico precoz de cáncer de próstata.

Palabras clave: Cáncer próstata. PSA. hK2.

ABSTRACT

PSA AND hK2 IN THE DIAGNOSIS OF PROSTATE CANCER

Serum markers for prostate carcinoma are widely applied for the purpose of early detection of cancer and the differentiation between benign and malignant disease, for the pre-treatment staging of detected prostatic cancers, and for the monitoring of prostate cancer after curative or palliative therapies. Since its discovery in 1979, serum PSA has been the most powerful marker of prostate cancer, but, when used alone, PSA is not sufficiently sensitive or specific to consider it an ideal tool for the early detection or staging of prostate cancer. To optimize the use of PSA, the concepts of PSA velocity, PSA density, and age-related PSA values were developed. Moreover, the molecular forms of PSA, especially the percentage of free PSA, seem to be useful tools for the detection of prostate cancer in men with slightly elevated total PSA. Human kallikrein 2 (hK2), a serine protease closely related to PSA that also is expressed predominantly in the prostate, is a new complementary marker to PSA for early detection of prostate cancer. In this review, we examine PSA testing and its effectiveness in the diagnosis of prostate cancer. Further, we also evaluate recent literature regarding the use of hK2.

Keywords: Prostate cancer. PSA. hK2.

El cáncer de próstata (CaP) es el tumor maligno más frecuente en la población masculina de los países industrializados, con una morbilidad y mortalidad considerables. En 2005, se diagnosticaron un total de 232.090 casos nuevos de CaP en EE.UU., muriendo 30.350 a consecuencia de esta enfermedad¹. Se trata de un tumor que progresa de manera indetec-

table y, en muchas ocasiones, las manifestaciones clínicas sólo aparecen cuando la enfermedad es sistémica. Por lo tanto, el CaP es un problema global importante de salud pública, ante el cual se han desarrollado programas de cribado para la detección precoz².

Desde la década de los 80, el antígeno prostático específico (PSA) ha sido el marcador tumoral más

utilizado para la detección del CaP, incrementando el número de casos diagnosticados. Sin embargo, el PSA no es específico de CaP y, pese a que se considera un marcador tumoral efectivo y órgano-específico, su aumento no siempre significa que exista CaP, lo cual hace que su especificidad no sea muy elevada. Por esta razón se han desarrollado múltiples parámetros diagnósticos que, basados en el PSA, mejoran la especificidad en la detección precoz del CaP.

En los últimos años varios trabajos han analizado el papel de la hK2 en el diagnóstico de CaP. La hK2 es otra glicoproteína que, al igual que el PSA, pertenece a la familia de las calicreínas humanas y que comparte hasta un 80% de homología estructural con éste. Al contrario que el PSA, su expresión es mayor en el tejido canceroso que en el benigno.

En el presente trabajo nos proponemos valorar el papel del PSA y de la hK2 en el diagnóstico del CaP.

2. PSA EN EL DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL CANCER DE PRÓSTATA

También conocido como hK3 o calicreína humana 3, el PSA fue identificado por primera vez por Hara et al. en 1971³. Es una glicoproteína de cadena única de 33-34 kDa, compuesta por un 93% de aminoácidos y un 7% de carbohidratos⁴. Es codificada por el gen hKLK3, que se localiza en el cromosoma 19⁵. La expresión de este gen es estimulada principalmente por andrógenos^{6,7}, aunque también lo hacen los glucocorticoides y la progesterona, lo que sugiere que los elementos del gen hKLK3 que responden a los esteroides podrían no ser específicos de andrógenos⁸.

Se sintetiza en el epitelio ductal y en los acinos prostáticos⁹. Se encuentra en tejido prostático normal, hiperplásico, tumoral primario y tumoral metastásico de la próstata. Se segrega hacia la luz de los conductos prostáticos mediante exocitosis y se convierte en un componente del plasma seminal, alcanzando el suero tras su difusión desde las células luminarias a través de la membrana basal epitelial y del estroma prostático, pudiendo atravesar la membrana basal capilar y las células epiteliales e introducirse en los linfáticos¹⁰.

A pesar de las suposiciones originales en el sentido de que el PSA era un antígeno con especificidad tisular y especificidad de sexo, los métodos inmunohistoquímicos y de inmunoensayo de alta sensi-

bilidad han permitido detectar la presencia de PSA en diversos tejidos y estructuras de la mujer y del hombre como las glándulas periuretrales, glándulas perianales, glándulas sudoríparas apocrinas, carcinomas apocrinos de mama, tumores salivales y en la leche materna. Teniendo en cuenta el descubrimiento de elementos sensibles a los andrógenos en las regiones promotoras del gen codificador de PSA y en los tejidos glandulares en los que se ha demostrado la presencia de PSA, la existencia de PSA en tejidos distintos de la próstata puede reflejar respuestas de órganos terminales a los esteroides circulantes¹¹.

El PSA actúa como una proteasa tipo serina, con actividad proteolítica similar a la de la quimotripsina, rompiendo enlaces peptídicos en la región carboxi terminal de ciertos residuos de leucina y tirosina¹². Es segregado en la luz de la próstata y se introduce en el fluido seminal cuando éste atraviesa la glándula prostática. En el líquido seminal existen proteínas formadoras de gel, principalmente semenogelinas I y II y fibronectina, que son producidas por las vesículas seminales. Estas proteínas son los principales constituyentes del coágulo seminal que se forma en la eyaculación y que actúa atrapando los espermatozoides. El PSA actúa produciendo la licuefacción de este coágulo mediante proteólisis de las proteínas formadoras de gel en fragmentos más pequeños y solubles, liberando de esta forma los espermatozoides¹³⁻¹⁵. Recientemente se ha sugerido que, además, el PSA podría poseer actividad antiangiogénica, gracias a su acción como proteasa tipo serina¹⁶. El PSA puede inducir proteólisis en el portador principal del factor de crecimiento de tipo insulínico (IGF-1), fijando la proteína 3, y mermando la fijación de IGF-1, lo que puede modular el crecimiento celular y por tanto el CaP.

El PSA se encuentra en el líquido seminal en una concentración elevada (entre 1.000.000 y 3.000.000 ng/ml), principalmente en forma libre, mientras que en plasma o suero su concentración es mucho menor (entre 0 y 4 ng/ml). En plasma o suero, el PSA se encuentra en diferentes formas moleculares, bien en forma libre, bien formando complejo con diferentes inhibidores plasmáticos. Entre los inhibidores plasmáticos capaces de formar complejos estables y covalentes con el PSA se encuentran la α_1 -antiquimotripsina (α_1 ACT), que forma complejos PSA: α_1 ACT y la α_2 -macroglobulina (α_2 M), que forma

complejos PSA: α_2 M¹⁷⁻¹⁹. El PSA en el complejo PSA: α_1 ACT es enzimáticamente inactivo, mientras que el PSA en el complejo PSA: α_2 M retiene parte de su actividad enzimática frente a pequeños sustratos²⁰. La proporción de PSA libre en el suero oscila entre el 5% y el 50% del total medido²¹. Los inmunoensayos disponibles actualmente para el PSA total miden tanto el PSA: α_1 ACT como el PSA libre, pero no el PSA: α_2 M, ya que la mayoría de los epítopes del PSA se encuentran enmascarados en el complejo PSA: α_2 M en condiciones de no desnaturalización¹⁷.

2.1 LIMITACIONES DEL PSA EN EL DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA

Con la introducción del PSA en la práctica clínica, el número de diagnósticos de CaP localizado ha aumentado, mientras que ha habido una disminución en el número de diagnósticos de CaP²². Sin embargo, la especificidad de la prueba del PSA es subóptima y, como resultado de ello, alrededor del 75% de los hombres que se someten a una biopsia de próstata porque tienen valores de PSA entre 4 y 10 ng/ml no padecen CaP. Uno de los desafíos decisivos consiste en discriminar entre hiperplasia benigna de próstata (HBP) y CaP. Por este motivo se desarrollaron nuevas fórmulas, basadas todas ellas en la cuantificación sérica de PSA, que en definitiva pretendían incrementar su especificidad con el objetivo de reducir el número de biopsias negativas para CaP, manteniendo una tasa de detección (sensibilidad) similar. Las principales son la densidad de PSA, velocidad de PSA, los rangos específicos por edad y las formas moleculares de PSA.

2.1.1 Densidad de PSA

Este término fue introducido por Benson et al.^{23,24} en 1992 para corregir el nivel de PSA en función del tamaño prostático, basándose en que el tejido de CaP libera más PSA por unidad de volumen que el de HBP. La densidad de PSA se define como el cociente entre el PSA total sérico (ng/ml) y el volumen prostático (cm³) medido mediante ecografía transrectal.

Teóricamente, la densidad de PSA podría diferenciar mejor entre HBP y CaP en pacientes con PSA entre 4 y 10 ng/ml y tacto rectal normal. Sin embargo, la prueba depende de la capacidad del explorador para medir correctamente el volumen prostático. Además, el volumen de la HBP no se relaciona nece-

sariamente con los niveles de PSA séricos debido a que la proporción entre epitelio y estroma prostático varía considerablemente entre distintos sujetos y sólo el epitelio produce PSA. Esto explica el amplio solapamiento de valores de densidad de PSA entre pacientes con HBP y CaP. Seaman et al.²⁵ refieren que los pacientes con PSA entre 4 y 10 ng/ml que tienen una densidad de PSA mayor o igual a 0,15 ng/ml/cm³ presentan mayor probabilidad de tener un CaP.

Por otra parte, Catalona et al.²⁶, en el mayor estudio multicéntrico que evalúa la eficacia de la densidad de PSA, refieren que aproximadamente la mitad de los CaP no se diagnostican utilizando este punto de corte de 0,15 ng/ml/año. Brawer et al.²⁷, en un estudio de 107 hombres con PSA entre 4 y 10 ng/ml, no encontraron diferencias estadísticas o clínicas entre aquellos que tenían biopsia prostática positiva y negativa para CaP usando la densidad de PSA.

En un intento de mejorar la especificidad de esta prueba surgió la densidad de PSA de la zona de transición (PSA/Volumen zona de transición). Se basa en que la HBP se localiza exclusivamente en la zona transicional. Djavan et al.²⁸ refieren que con un punto de corte de 0,35 ng/ml/cm³ obtienen un valor predictivo positivo del 74% en la detección de CaP en 939 hombres con PSA menor de 10 ng/ml. Sin embargo, también presenta la limitación de que depende de las variaciones intra e interobservador de la ecografía transrectal y además existe una falta de reproductividad entre centros.

2.1.2 Velocidad de PSA

Carter et al.²⁹ introdujeron este concepto en 1992 para mejorar la capacidad del PSA para detectar CaP. Se basa en el incremento de la concentración de PSA total con relación al tiempo, teóricamente mayor en el CaP que en la HBP, ya que las variaciones volumétricas del epitelio prostático son más rápidas cuando éste es tumoral.

Se calcula con la siguiente fórmula: $1/2 * ([PSA_2 - PSA_1 / \text{tiempo}_1 \text{ en años}] + [PSA_3 - PSA_2 / \text{tiempo}_2 \text{ en años}])$, donde PSA₁ es la primera, PSA₂ la segunda y PSA₃ la tercera medición de PSA realizada en un periodo de 2 años. Carter et al. (29) establecieron que una velocidad de PSA $\geq 0,75$ ng/ml/año es muy sugestiva de la presencia de CaP (72% de sensibilidad y 95% de especificidad).

Las limitaciones que presenta son que es difícil de calcular, que el PSA no es específico de CaP y que el PSA varía significativamente con el tiempo y con los diferentes ensayos de medición, con lo que no puede ser usado como método de screening rutinario de CaP. Sin embargo, sí es válido para seguimiento a largo plazo de pacientes de bajo riesgo y en las rebiopsias prostáticas.

2.1.3 Rangos de referencia específicos de edad

Este concepto fue introducido por Oesterling et al.³⁰ y se basa en que el PSA aumenta a medida que lo hace la edad. La explicación más lógica de esta relación es que el tamaño prostático aumenta con la edad, aumentando la producción de PSA y su paso al torrente sanguíneo.

Diferentes estudios han establecido diferentes valores de PSA para cada grupo de edad (Tabla 1). La finalidad es mejorar la sensibilidad en el diagnóstico de CaP en sujetos menores de 60 años y la especificidad en los mayores. Estos rangos aumentarían el número de CaP en sujetos jóvenes (con CaP organoconfinado, beneficiándose por tanto de un tratamiento curativo) y evitarían el tratamiento innecesario de sujetos mayores con tumores clínicamente insignificantes. Varios estudios han confirmado esto³¹⁻³⁴. Sin embargo, y como podemos apreciar en la tabla 1, existe una gran variabilidad en los puntos de corte de PSA para cada grupo de edad. Además, el aumento de la especificidad que proporciona el PSA-edad en los sujetos mayores de 60 años conlleva una pérdida en el diagnóstico de un 20-30% de CaP^{35,36}.

2.1.4 Formas moleculares de PSA

Como se ha indicado anteriormente, el PSA sérico se encuentra en forma libre o unido a diversos inhibidores plasmáticos. La α_1 ACT forma complejos irreversibles con la mayor parte del PSA activo en suero, mientras que la α_2 M, la α_1 -antitripsina (α_1 AT) y otras proteínas se unen en menor cantidad³⁷. Los ensayos comerciales disponibles permiten detectar la concentración de PSA total, de complejo PSA: α_1 ACT y de PSA libre. Sin embargo, el PSA unido a la α_2 M es inmunológicamente indetectable debido a que el gran tamaño de esta proteína encapsula casi completamente la molécula de PSA y bloquea todos sus epítomos.

Tabla 1. Rangos de referencia de edad específicos (PSA-edad)

Referencia	Edad (años)			
	40-49	50-59	60-69	70-79
Oesterling ³⁴	2,0	3,0	4,0	5,5
DeAntoni ³¹	2,3	3,8	5,6	6,9
Morgan ³³	2,1	3,6	4,3	5,8
Lein ³²	1,75	2,27	3,48	4,26
	PSA (ng/ml)			

En un intento de mejorar el diagnóstico de CaP, se han estudiado las diferentes formas moleculares del PSA.

2.1.4.1 PSA libre

La proporción del PSA libre respecto al PSA total fue el primer ensayo basado en las distintas formas de PSA y surgió cuando se desarrollaron anticuerpos que detectaron el PSA libre.

El porcentaje de PSA libre es superior en pacientes con HBP que en aquellos con CaP³⁸. Este incremento podría ser debido a diferentes mecanismos de producción de α_1 ACT en el tejido hiperplásico y en el maligno, así como al diferente paso del PSA prostático a la circulación debido a la pérdida de la arquitectura tisular del CaP.

En general, existe un acuerdo en que el PSA libre logra una mejor discriminación entre HBP y CaP que el PSA total. Varios estudios que investigan el rendimiento del cociente PSA libre/PSA total han mostrado que, a pesar de las diferencias en los ensayos de PSA utilizados, existe una coincidencia relativa en el rendimiento global de la tasa en términos de sensibilidad y especificidad. El punto de corte para la tasa del cociente PSA libre/PSA total difiere de forma significativa entre ensayos (Tablas 2 y 3). Estas variaciones podrían ser debidas a los diferentes diseños de cada estudio y a diferencias en las poblaciones sujetas a estudio³⁹. Sin embargo, el ensayo parece útil a la hora de ayudar a determinar qué pacientes con un PSA ligeramente elevado no necesitan ser sometidos a biopsia.

El porcentaje de PSA libre se debe aplicar a pacientes con un PSA total menor de 10 ng/ml, ya que con PSA total mayor a 10 ng/ml aparece CaP en más de la mitad de los casos y la mejora en la especificidad disminuye significativamente la sensibilidad.

Tabla 2. Estudios sobre la utilidad clínica del cociente PSA libre/PSA total en el diagnóstico de CaP en pacientes con rango de PSA total entre 4 y 10 ng/ml.

Referencia	Año País	Nº Biopsias Nº CaP	Sensibilidad %	Especificidad %	Valor Corte (%)
Catalona et al ⁹⁴	1995	113	90	38,1	20,3
	EEUU	50	80	50	-
Morote et al ⁹⁵	1997	74	95,5	26,9	25
	España	22	77,3	36,5	20
Bangma et al ⁹⁶	1997	497	91	36	22
	Holanda	99	87	46	20
				83	55
Brawer et al ⁹⁷	1998	153	100	4,4	34
	EE.UU	36	95	11,4	29
				90	19,3
España et al ⁴⁷	1998	61	100	28	28
	España	15	95	28	27
				86	28
Kuriyama et al ⁹⁸	1998	121	90	19	23
	Japón	36	85	57	17
Partin et al ⁹⁹	1998	219	95	20	61
	EEUU	31			
Brawer et al ⁵⁰	2000	439	95	17	23
	EEUU	202	90	25	20,5
				85	34
Martínez-Piñero et al ¹⁰⁰	2000	180	95	32,1	22
	España	40	90	39,3	20
				85	42,9
Okegawa et al ⁴²	2000	162	96	23	22
	Japón	30	91	33	18
				83	45
Hofer et al ³⁶	2000	330	96	35	25
	EEUU	112	91	44	21
				87	58
Vesella et al ¹⁰¹	2000	297	96	27,4	26,4
	EEUU	100	90	40,1	23,6
				35	90,4
Okihara et al ⁵⁵	2002	210	95	23	21
	EEUU	71	90	39	19
				85	47
Saika et al ⁴³	2002	221	95	23,1	24
	Japón	58	90	32,9	20
				80	45,7
Haese et al ¹⁰²	2002	756	99,1	3,6	34
	EEUU	226	96,6	12,1	28
				90,7	23,6
Djavan et al ⁵³	2002	340	95	7,7	7,1
	Europa	103	90	26,9	9
				85	26,9
Partin et al ⁵¹	2003	391	95	11	21
	EEUU	181	90	21,5	18,5
		Austria		85	26
Okihara et al ⁴⁰	2004	116	95	6,6	35,3
	Japón	40	90	13,2	28,3
				85	23,7

Tabla 3. Estudios sobre la utilidad clínica del cociente PSA libre/PSA total en el diagnóstico de CaP en pacientes con rango de PSA total <4 ng/ml.

Referencia	Año País	Nº Biopsias Nº CaP	Rango PSA (ng/ml)	Sensibilidad (%)	Especificidad (%)	Valor Corte (%)
Catalona et al. ¹⁰³	1997	332	2,6-4	90	8	27
	EEUU	73				
Prestigiacomio et al. ¹⁰⁴	1997	29	2,5/4	90	20	30
	EEUU	10		80	40	24
Catalona et al. ¹⁰⁵	1999	368	2,5-4	54	68	15
	EEUU	54		50	72	14
Djavan et al. ¹⁰⁶	1999	273	2,5-4	93,9	39,6	40
	Austria Bélgica	66		71,2	64,7	30
Okihara et al. ⁶⁰	2001	151	2,5-4	100	3	44
	EEUU	37		95	11	31
					89	11
Haese et al. ¹⁰²	2002	217	2-4	95,1	13,5	34
	EEUU	41		90,2	21,9	30
					85,4	25,8
Roehl et al. ¹⁰⁷	2002	965	2,6-4	93	9	30
	EEUU	241		85	19	25
Horninger et al. ¹⁰⁸	2002	308	2-4	90	23	-
	EEUU	58		85	35	-
Lein et al. ⁵⁸	2003	230	2,5-4	95	6	28
	Japón	112		90	12,7	25,2
					85	19,5
Partin et al. ⁵¹	2003	214	2-4	95	7,5	27,5
	EEUU	54		90	20	21
	Austria			85	26	20
Kobayashi et al. ⁴¹	2005	116	2-4	95	18	29
	Japón	27		90	37,1	37,1
					80	50,6

2.1.4.2 PSA formando complejos

PSA: α_1 ACT

La proporción de PSA que forma complejos con α_1 ACT es significativamente mayor en el CaP que en la HBP¹⁸, por lo que utilizando el cociente PSA: α_1 ACT/PSA total o el complejo PSA: α_1 ACT en lugar del PSA total, se podría discriminar mejor ambas patologías. Así, en los últimos años han sido numerosos los trabajos aparecidos en la literatura que han constatado la eficacia diagnóstica de estos parámetros en el diagnóstico del CaP (Tablas 4 y 5). En el rango de PSA entre 4 y 10 ng/ml, Okihara et al.⁴⁰ y Kobayashi et al.⁴¹ refieren que el complejo PSA: α_1 ACT no discrimina mejor el CaP que el PSA total. Okegawa et al.⁴² tan sólo pudieron demostrar diferencias significativas cuando se comparaba el PSA

total con el cociente PSA: α_1 ACT/PSA total. Sin embargo, Saika et al.⁴³ sí que encontraron diferencias significativas y para una sensibilidad del 90% obtuvieron especificidades del 10,8% para PSA total y 31,7% para el PSA: α_1 ACT

Las investigaciones realizadas por nuestro grupo, a diferencia de otros autores⁴⁴, revelan que el porcentaje de PSA formando complejo con α_1 ACT es más eficaz que el porcentaje de PSA libre para diferenciar la HBP y el CaP en el rango de PSA total entre 2 y 10 ng/ml y que su uso es preferible al uso del porcentaje de PSA libre⁴⁵⁻⁴⁷. Además, el porcentaje de PSA acomplexado mostró mayor discriminación entre CaP e HBP que el de PSA libre en los rangos de PSA entre 2 y 4 ng/ml⁴⁸ y entre 10 y 30 ng/ml de PSA total⁴⁹.

Tabla 4. Estudios sobre la utilidad clínica del PSA en forma de complejo en el diagnóstico de CaP en pacientes con rango de PSA total entre 4 y 10 ng/ml.

	Referencia	Año País	Nº Biopsias Nº CaP	Sensibilidad (%)	Especificidad (%)	Valor corte (%)
PSA complejo	Brawer et al. ⁹⁷	1998	153	100	7	3,26
		EEUU	36	95	7,9	3,36
				90	25,4	3,92
	Maeda et al. ¹⁰⁹	1999	137	100	11	2,6
		Japón	23	96	15	2,9
				87	42	4,1
	Brawer et al. ⁵⁰	2000	439	95	18	3,7
			202	90	25	3,94
				85	31	4,19
	Okegawa et al. ¹¹⁰	2000	140	96	18	3,9
Japón		24	92	24	4,6	
			83	38	5	
Djavan et al. ⁵³	2002	340	95	9,1	2,52	
	Europa	103	90	20,3	3,06	
			85	26,7	3,33	
Okihara et al. ⁵⁵	2002	210	95	5	3,5	
	EEUU	71	90	9	3,72	
			85	10	3,81	
Partin et al. ⁵¹	2003	391	95	6,8	3,36	
	EEUU	181	90	13,3	3,58	
	Austria		85	18,6	3,66	
Okihara et al. ⁴⁰	2004	116	95	14,5	2,8	
	Japón	40	90	21,3	2,89	
			85	22,1	3	
PSA: α_1ACT	Okegawa et al. ⁴²	2000	162	96	24	3,8
		Japón	30	91	32	4,6
				83	39	5
	Saika et al. ⁴³	2002	221	95	8,5	3,3
		Japón	58	90	31,7	4
				80	36	4,3
	Okihara et al. ⁴⁰	2004	116	95	13,2	2,85
		Japón	40	90	22,4	3,05
				85	27,6	3,15
	Kobayashi et al. ⁴¹	2005	139	95	8,9	2,7
Japón		37	90	18,8	3	
			80	30,7	3,3	
PSA complejo/PSA total	Djavan et al. ⁵³	2002	340	95	11,8	70,5
		Europa	103	90	17,7	74
				85	25,9	76
	Okihara et al. ⁵⁵	2002	210	95	25	77
		EEUU	71	90	33	80
				85	41	82
	Partin et al. ⁵¹	2003	391	95	13,3	74,5
		EEUU	181	90	21,9	77,5
		Austria		85	28	79
	Kobayashi et al. ⁴¹	2005	139	95	7,9	52
Japón		37	90	28,7	60	
			80	38,6	64	
PSA: α_1ACT/PSA total	Okegawa et al. ⁴²	2000	162	96	33	77
		Japón	30	91	50	85
				83	59	90
	Okihara et al. ⁴⁰	2004	116	95	5,3	49,4
		Japón	40	90	14,5	54,4
				85	25	58

Tabla 5. Estudios sobre la utilidad clínica del PSA en forma de complejo en el diagnóstico de CaP en pacientes con PSA total <4 ng/ml.

	Referencia	Año País	Nº biopsias Nº CaP	Rango PSA (ng/ml)	Sensibilidad (%)	Especificidad (%)	Valor corte (ng/ml)
PSA complejo	Okihara et al. ⁶⁰	2001	151	2,4-4	95	38	2,19
		EEUU	37		92	42	2,30
					89	42	2,32
	Horninger et al. ¹⁰⁸	2002	308	2-4	90	20	-
		EEUU	58		85	34	-
	Partin et al. ⁵¹	2003	214	2-4	95	5,6	1,65
		EEUU	54		90	20	1,92
		Austria			85	35	2,24
	Lein et al. ⁵⁸	2003	230	2,5-4	95	1	1,61
		Japón	112		90	4	1,74
			85		16,9	2,01	
Parson et al. ⁵⁷	2004	316	2,6-4	95	20,1	2,27	
	EEUU	82		90	25,6	2,35	
	Austria			85	32,5	2,41	
PSA: α_1 ACT	Kobayashi et al. ⁴¹	2005	116	2-4	95	36	1,6
		Japón	27		90	40,4	1,7
					80	52,8	1,8
PSA complejo/ PSA total	Partin et al. ⁵¹	2003	214	2-4	95	9	66
		EEUU	54		90	20	72
		Austria			85	25	74
	Okihara et al. ⁶⁰	2001	151	2,5-4	95	17	73
		EEUU	37		92	21	75
					89	33	79
PSA: α_1 ACT/ PSA total	Martínez et al. ⁴⁸	2000	227	2-4	100	12,8	49
		España	34		94	75	73
					91	80,7	75
	Kobayashi et al. ⁴¹	2005	116	2-4	95	38,2	59
Japón		27	90		40,4	60	
			80		50,6	64	

Con valores de PSA total menor a 4 ng/ml, Kobayashi et al.⁴¹, en una serie de 116 pacientes (27 con CaP), refieren que el ABC tanto del complejo PSA: α_1 ACT como del cociente PSA: α_1 ACT/PSA total fueron significativamente mayores que la del PSA total, con especificidades también mayores. Para un 95% de sensibilidad con el complejo PSA: α_1 ACT y el cociente PSA: α_1 ACT/PSA total se consiguieron especificidades del 36% y 38,8% respectivamente. Para un 90% de sensibilidad, las especificidades fueron similares y consiguieron aumentar a la del PSA total del 25,85 al 40,4%, disminuyendo el número de biopsias necesarias para detectar un CaP de 7,5 a 6. Martínez et al.⁴⁸, en una serie de 227 pacientes (34 de ellos con CaP), demostraron que el cociente PSA: α_1 ACT/PSA total mejora la sensibilidad del PSA total, detectando más cánceres potencialmente curables.

PSA complejo

Varios autores han analizado el valor de esta forma molecular de PSA en el diagnóstico de CaP (Tablas 4 y 5). Brawer et al.⁵⁰, utilizando un ensayo que mide todo el PSA unido a sus diferentes inhibidores plasmáticos (PSA complejo), analizaron si la medida del PSA complejo podía ser una alternativa al porcentaje de PSA libre. Para ello utilizaron las muestras de PSA de 385 pacientes con biopsia prostática negativa y 272 con biopsia positiva, con rangos entre 0,32 y 117 ng/ml. El área bajo la curva del porcentaje de PSA libre fue superior a la del PSA complejo y a la del PSA libre. Sin embargo, para una sensibilidad entre 85% y 95%, la especificidad fue mayor para el PSA complejo que para el porcentaje de PSA libre, y equivalente a la del PSA libre. Lo mismo ocurrió en el rango de PSA entre 4 y 10 ng/ml.

Sin embargo, en los casos con PSA entre 4 y 6 ng/ml la especificidad del PSA complejo fue superior a la del porcentaje de PSA libre. La conclusión de este estudio fue que el PSA complejo puede ser una alternativa al uso del porcentaje de PSA libre, aunque la población identificada por ambos ensayos es diferente. Estos resultados coinciden con los de otros autores⁵¹⁻⁵⁴. Sin embargo, Okihara et al. y Stamey y Yemoto^{55,56} no encuentran estas diferencias y refieren que el PSA complejo no muestra ninguna ventaja con respecto al uso del PSA total. Posteriormente, el grupo de Okihara, en un estudio en población Japonesa, refiere que el PSA complejo sí que puede mejorar la detección de CaP comparado con el PSA total pero no en este rango de PSA⁴⁰.

Parsons et al.⁵⁷, en el mayor estudio multicéntrico realizado que analiza el valor del PSA complejo cuando el PSA total es menor a 4 ng/ml, refieren que este parámetro aumenta la especificidad de manera considerable con respecto al PSA total, y a valores equiparables a los del cociente PSA libre/PSA total. Para sensibilidades del 90% y 95% con el PSA complejo obtienen especificidades de 25,6% y 20,1% respectivamente, mientras que con el PSA total serían de 11,1% y 9,8%. Sin embargo, Lein et al.⁵⁸ y Jung et al.⁵⁹ no encuentran ventajas del PSA complejo con respecto al PSA total, aunque las poblaciones estudiadas y los ensayos para medir el PSA total fueron distintos. Lein et al.⁵⁸ sí que describen estas ventajas cuando analizan el cociente PSA complejo/PSA total. Otros autores que han estudiado este cociente refieren que no aporta mejores resultados que el PSA complejo^{51,60}.

PSA: α_2 M

Esta fracción de PSA no se detecta con los inmunoensayos de PSA convencionales debido a que la α_2 M encapsula los epítomos de la molécula del PSA. Sin embargo, si se desnaturaliza el complejo reduciéndolo con ditiotreitól⁶¹ o elevando el pH a 11,4⁶² se puede cuantificar el complejo PSA: α_2 M.

Zhang et al. en el 2000⁶³ desarrollaron un algoritmo basado en el PSA: α_2 M y PSA libre $[(\text{PSA}:\alpha_2\text{M} / (\text{PSA total} + \text{PSA}:\alpha_2\text{M}) + \text{porcentaje de PSA libre}) \times 100]$ para distinguir los pacientes con HBP de los de CaP. El ABC para este algoritmo fue significativamente mayor que la del PSA total. Para una sensibilidad del 100% la especificidad fue del 56%, disminuyendo el número de biopsias innecesarias en más

de un 50% sin perder ningún CaP. Nuestro grupo, con una serie más numerosa (124 CaP y 464 patología benigna), no ha podido reproducir estos resultados y no hemos conseguido especificidades mayores a las obtenidas con los porcentajes de PSA libre y PSA: α_1 ACT para ningún valor de sensibilidad⁵⁴. Se necesitan ensayos prospectivos, aleatorios y con mayor número de pacientes para poder valorar la utilidad diagnóstica del PSA: α_2 M en estos valores de PSA total.

PSA: α_1 AT

Zhang et al.⁶⁴ desarrollaron un ensayo para medir el PSA unido al inhibidor de proteasa α_1 AT. Los autores refieren, además, que hay diferencias en las concentraciones de esta forma molecular entre los pacientes con HBP y CaP con rangos de PSA total entre 4 y 20 ng/ml, por lo que este marcador puede ser de utilidad en el diagnóstico de CaP.

3. EMPLEO DE hK2 EN LA DETECCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA

La calicreína glandular humana 2 es expresada por el gen hK2 y antiguamente se la conocía como hGK1. Inicialmente no fue prácticamente tenida en cuenta por el enorme interés que produjo el PSA. Recientemente, la hK2 ha surgido como un potencial marcador tumoral debido a diversos descubrimientos intrigantes sobre el PSA y la hK2. Además de pertenecer a la misma familia de proteasas séricas, el PSA y la hK2 comparten numerosas propiedades. Las secuencias de aminoácidos del PSA y la hK2 son idénticas aproximadamente en el 80%⁶⁵. Ambas se expresan en el epitelio prostático y están presentes en el suero y el líquido seminal⁶⁶⁻⁶⁸. Sus expresiones están reguladas por los andrógenos⁶⁹. En el suero, el PSA y la hK2 forman complejos con los inhibidores endógenos de la proteasa⁷⁰.

En un principio se creyó que la hK2 sólo se expresaba en la próstata, pero se ha visto que también lo hace en otros lugares (mama, endometrio, glándulas salivales, etc.)^{71,72}.

La hK2 se encuentra en el plasma en diversas formas moleculares, al igual que el PSA. Parte de la hK2 está en forma libre, no acomplejada, de unos 32 kDa, que es la forma más frecuente en plasma o suero⁷³, mientras que otra parte se encuentra formando complejos con α_1 ACT y α_2 M. El complejo hK2: α_1 ACT posee un peso molecular de 90 kDa. Los ensayos disponibles actualmente para la medida de

la concentración de hK2 que emplean anticuerpos monoclonales detectan la hK2 libre y el complejo hK2: α_1 ACT⁷⁴. Aunque la hK2 forma fácilmente complejos con la α_2 M *in vivo* e *in vitro* igual que el PSA, los anticuerpos monoclonales disponibles actualmente no lo detectan en una cantidad significativa⁷⁵.

La expresión de la hK2 está localizada en la próstata y es más específica del tumor que el PSA⁷⁶. Así, a diferencia del PSA, la hK2 se expresa a niveles más altos en el tejido prostático poco diferenciado que en el bien diferenciado o benigno^{76,77}. Además, la hK2 puede desempeñar un papel regulador del PSA porque la forma recombinante *in vitro* puede convertir al zimógeno del PSA inactivo (proPSA) en PSA enzimáticamente activo^{78,79}. También se ha comprobado que la concentración del precursor de la hK2 (pro hK2) está aumentada en suero de pacientes con CaP y en el tejido prostático canceroso comparada con el tejido de la HBP o el tejido prostático normal⁸⁰. A causa de estas propiedades particulares de la hK2, se han realizado recientemente esfuerzos centrados en la investigación de la posible utilidad de la hK2, por sí misma o junto con el PSA, en la detección del CaP.

Al igual que el PSA, la hK2 está presente en suero y plasma en diferentes formas moleculares⁸¹, bien libre o formando complejos con α_1 ACT, α_2 M y C1-inactivador.

Los estudios clínicos iniciales identificaron la hK2 en el suero de aquellos pacientes con CaP que también tenían valores elevados de PSA^{82,83}. La concentración de hK2 suele ser inferior al valor del PSA total en suero⁸⁴⁻⁸⁶. Así, en los hombres con PSA total entre 2 y 20 ng/ml, los valores de la hK2 oscilan entre 0 y 350 pg/ml⁷⁴. Algunos estudios han sugerido una correlación positiva entre la hK2 y el PSA total en suero^{73,85}, mientras que otros no^{67,74}.

Varios estudios han demostrado una mayor discriminación entre HBP y CaP al combinar la concentración de hK2 con la del PSA libre y total^{84,87-89}. Algunos investigadores emplearon una prueba indirecta basada en la precipitación selectiva del PSA con anticuerpos específicos y posterior detección de la hK2, en el suero de los pacientes con valores de PSA total entre 4 y 10 ng/ml^{84,88}. Sugirieron que la razón hK2/PSA libre puede discriminar mejor a los hombres con CaP cuando se compara con el PSA total o el porcentaje de PSA libre.

Nam et al.⁹⁰ encontraron que el valor medio de la hK2 y la razón hK2/PSA libre eran significativamente superiores en los hombres con CaP en comparación con los que tenían cuadros prostáticos benignos. Un análisis de regresión logística multivariado demostró que la hK2 y la razón hK2/PSA libre, cuando se ajustaban según otras variables de predicción, incluyendo el PSA, contribuían de forma significativa e independiente a la detección del CaP y sugirió que la hK2 se puede usar de forma conjunta con el PSA.

Así, los ensayos clínicos sugieren que la hK2 puede usarse mejor junto con diversas formas de PSA para mejorar la utilidad del algoritmo actual de decisión. Sin embargo, no hay acuerdo sobre qué combinación variable es el mejor indicador diagnóstico y donde debe estar el valor límite. De esta forma, se necesitan estudios multicéntricos prospectivos para confirmar muchas observaciones hechas con estudios previos y para establecer exactamente el mejor predictor de CaP.

Existen muchas aplicaciones posibles de la hK2 en la detección de CaP en el futuro.

Primero, nuevos medios para cuantificar las diferentes formas de hK2 (en forma compleja o libre/no unida) contribuirán probablemente de forma independiente al tratamiento de CaP, como el PSA⁷⁵.

Segundo, la hK2 puede ser un objetivo ideal para la reacción en cadena de la polimerasa por transcripción inversa (RT-PCR) para detectar las células cancerosas circulantes que expresan el ARNm de la hK2. El entusiasmo inicial sobre la RT-PCR empleando el PSA como objetivo ha disminuido porque las células del CaP están poco diferenciadas y generalmente no expresan el PSA a valores elevados. Sin embargo, la RT-PCR que emplea la hK2 se puede realizar mejor, ya que el CaP en un estadio más avanzado parece expresar un valor más alto de hK2^{91,92}.

Tercero, la radioinmuno gammagrafía empleando la hK2 como objetivo puede ser útil porque la hK2 se expresa más en el CaP primario y en las metástasis en los ganglios linfáticos⁹¹.

Finalmente, se pueden desarrollar algoritmos multivariados y redes neurales artificiales empleando diferentes variables predictoras, incluyendo la hK2, para mejorar la detección actual del cáncer y la predicción del estadio⁹³.

REFERENCIAS

- Martin BJ, Cheli CD, Sterling K, Ward M, Pollard S, Lifsey D, et al. Prostate specific antigen isoforms and human glandular kallikrein 2—which offers the best screening performance in a predominantly black population?. *J Urol*. 2006;175(1):104-107.
- Brawer MK. Screening for prostate cancer. *Semin Surg Oncol*. 2000;18(1):29-36.
- Hara M, Koyanagi Y, Inoue T, Fukuyama T. [Some physico-chemical characteristics of “-seminoprotein”, an antigenic component specific for human seminal plasma. Forensic immunological study of body fluids and secretion. VII]. *Nippon Hoigaku Zasshi*. 1971;25(4):322-324.
- Seregini E, Botti C, Ballabio G, Bombardieri E. Biochemical characteristics and recent biological knowledge on prostate-specific antigen. *Tumori*. 1996;82(1):72-77.
- Digby M, Zhang XY, Richards RI. Human prostate specific antigen (PSA) gene: structure and linkage to the kallikrein-like gene, hGK-1. *Nucleic Acids Res*. 1989;17(5):2137.
- Cleutjens KB, van Eekelen CC, van der Korput HA, Brinkmann AO, Trapman J. Two androgen response regions cooperate in steroid hormone regulated activity of the prostate-specific antigen promoter. *J Biol Chem*. 1996;271(11):6379-88.
- Henttu P, Liao SS, Vihko P. Androgens up-regulate the human prostate-specific antigen messenger ribonucleic acid (mRNA), but down-regulate the prostatic acid phosphatase mRNA in the LNCaP cell line. *Endocrinology*. 1992;130(2):766-772.
- Shan JD, Porvari K, Ruokonen M, Karhu A, Launonen V, Hedberg P, et al. Steroid-involved transcriptional regulation of human genes encoding prostatic acid phosphatase, prostate-specific antigen, and prostate-specific glandular kallikrein. *Endocrinology*. 1997;138(9):3764-3770.
- Wang MC, Papsidero LD, Kuriyama M, Valenzuela LA, Murphy GP, Chu TM. Prostate antigen: a new potential marker for prostatic cancer. *Prostate*. 1981;2(1):89-96.
- Oesterling JE. Prostate specific antigen: a critical assessment of the most useful tumor marker for adenocarcinoma of the prostate. *J Urol* 1991;145(5):907-23.
- Graves HC. Nonprostatic sources of prostate-specific antigen: a steroid hormone-dependent phenomenon?. *Clin Chem*. 1995;41(1):7-9.
- Wang MC, Papsidero LD, Chu TM. Prostate-specific antigen, p30, gamma-seminoprotein, and E1. *Prostate*. 1994;24(2):107-110.
- Lilja H. A kallikrein-like serine protease in prostatic fluid cleaves the predominant seminal vesicle protein. *J Clin Invest*. 1985;76(5):1899-1903.
- Lilja H, Oldbring J, Rannevik G, Laurell CB. Seminal vesicle-secreted proteins and their reactions during gelation and liquefaction of human semen. *J Clin Invest*. 1987;80(2):281-285.
- McGee RS, Herr JC. Human seminal vesicle-specific antigen is a substrate for prostate-specific antigen (or P-30). *Biol Reprod*. 1988;39(2):499-510.
- Fortier AH, Nelson BJ, Grella DK, Holaday JW. Antiangiogenic activity of prostate-specific antigen. *J Natl Cancer Inst*. 1999; 91(19):1635-1640.
- Christensson A, Laurell CB, Lilja H. Enzymatic activity of prostate-specific antigen and its reactions with extracellular serine proteinase inhibitors. *Eur J Biochem*. 1990;194(3):755-763.
- Lilja H, Christensson A, Dahlen U, Matikainen MT, Nilsson O, Pettersson K, et al. Prostate-specific antigen in serum occurs predominantly in complex with alpha 1-antichymotrypsin. *Clin Chem*. 1991;37(9):1618-1625.
- Stenman UH, Leinonen J, Alfthan H, Rannikko S, Tuhkanen K, Alfthan O. A complex between prostate-specific antigen and alpha 1-antichymotrypsin is the major form of prostate-specific antigen in serum of patients with prostatic cancer: assay of the complex improves clinical sensitivity for cancer. *Cancer Res*. 1991;51(1):222-226.
- Vessella RL, Lange PH. Issues in the assessment of prostate-specific antigen immunoassays. An update. *Urol Clin North Am*. 1997;24(2):261-268.
- McCormack RT, Rittenhouse HG, Finlay JA, Sokoloff RL, Wang TJ, Wolfert RL, et al. Molecular forms of prostate-specific antigen and the human kallikrein gene family: a new era. *Urology*. 1995;45(5):729-744.
- Mettlin CJ, Murphy GP, Ho R, Menck HR. The National Cancer Data Base report on longitudinal observations on prostate cancer. *Cancer*. 1996;77(10):2162-2166.
- Benson MC, Whang IS, Pantuck A, Ring K, Kaplan SA, Olsson CA, et al. Prostate specific antigen density: a means of distinguishing benign prostatic hypertrophy and prostate cancer. *J Urol*. 1992;147(3 Pt 2):815-816.
- Stamey TA, Yang N, Hay AR, McNeal JE, Freiha FS, Redwine E. Prostate-specific antigen as a serum marker for adenocarcinoma of the prostate. *N Engl J Med*. 1987;317(15):909-16.
- Seaman E, Whang M, Olsson CA, Katz A, Cooner WH, Benson MC. PSA density (PSAD). Role in patient evaluation and management. *Urol Clin North Am*. 1993;20(4):653-663.
- Catalona WJ, Richie JP, deKernion JB, Ahmann FR, Ratliff TL, Dalkin BL, et al. Comparison of prostate specific antigen concentration versus prostate specific antigen density in the early detection of prostate cancer: receiver operating characteristic curves. *J Urol*. 1994;152(6 Pt 1):2031-2036.
- Brawer MK, Aramburu EA, Chen GL, Preston SD, Ellis WJ. The inability of prostate specific antigen index to enhance the predictive value of prostate specific antigen in the diagnosis of prostatic carcinoma. *J Urol*. 1993;150(2 Pt 1):369-373.
- Djavan B, Marberger M, Zlotta A, Schulman CC. PSA, f/t-PSA, PSAD, PSA-TZ, and PSA-velocity for prostate cancer prediction: a multivariate analysis. *J Urol*. 1998;159:235.
- Carter HB, Pearson JD, Metter EJ, Brant LJ, Chan DW, Andres R, et al. Longitudinal evaluation of prostate-specific antigen levels in men with and without prostate disease. *Jama*. 1992; 267(16):2215-20.
- Oesterling JE, Cooner WH, Jacobsen SJ, Guess HA, Lieber MM. Influence of patient age on the serum PSA concentration. An important clinical observation. *Urol Clin North Am*. 1993;20(4):671-680.
- DeAntoni EP, Crawford ED, Oesterling JE, Ross CA, Berger ER, McLeod DG, et al. Age and race-specific reference ranges for prostate-specific antigen from a large community-based study. *Urology*. 1996;48(2):234-239.
- Lein M, Koenig F, Jung K, McGovern FJ, Skates SJ, Schnorr D, et al. The percentage of free prostate specific antigen is an age-independent tumour marker for prostate cancer: establishment of reference ranges in a large population of healthy men. *Br J Urol*. 1998;82(2):231-236.
- Morgan TO, Jacobsen SJ, McCarthy WF, Jacobson DJ, McLeod DG, Moul JW. Age-specific reference ranges for prostate-specific antigen in black men. *N Engl J Med*. 1996; 335(5):304-310.
- Oesterling JE, Jacobsen SJ, Klee GG, Pettersson K, Piironen T, Abrahamsson PA, et al. Free, complexed and total serum prostate specific antigen: the establishment of appropriate reference ranges for their concentrations and ratios. *J Urol*. 1995;154(3):1090-1095.

35. Catalona WJ, Southwick PC, Slawin KM, Partin AW, Brawer MK, Flanigan RC, et al. Comparison of percent free PSA, PSA density, and age-specific PSA cutoffs for prostate cancer detection and staging. *Urology.* 2000;56(2):255-260.
36. Hofer C, Sauerstein P, Wolter C, Scholz M, Hartung R, Breul J. Value of free prostate-specific antigen (Hybritech Tandem-R) in symptomatic patients consulting the urologist. *Urol Int.* 2000;64(1):18-23.
37. Lilja H. Structure, function, and regulation of the enzyme activity of prostate-specific antigen. *World J Urol.* 1993;11(4):188-191.
38. Christensson A, Bjork T, Nilsson O, Dahlen U, Matikainen MT, Cockett AT, et al. Serum prostate specific antigen complexed to alpha 1-antichymotrypsin as an indicator of prostate cancer. *J Urol.* 1993;150(1):100-105.
39. Woodrum DL, Brawer MK, Partin AW, Catalona WJ, Southwick PC. Interpretation of free prostate specific antigen clinical research studies for the detection of prostate cancer. *J Urol.* 1998;159(1):5-12.
40. Okihara K, Ukimura O, Nakamura T, Mizutani Y, Kawauchi A, Naya Y, et al. Can complexed prostate specific antigen enhance prostate cancer detection in Japanese men?. *Eur Urol.* 2004;46(1):57-64.
41. Kobayashi T, Kamoto T, Nishizawa K, Mitsumori K, Ogura K, Ide Y. Prostate-specific antigen (PSA) complexed to alpha1-antichymotrypsin improves prostate cancer detection using total PSA in Japanese patients with total PSA levels of 2.0-4.0 ng/mL. *BJU Int.* 2005;95(6):761-765.
42. Okegawa T, Noda H, Nutahara K, Higashihara E. Comparisons of the various combinations of free, complexed, and total prostate-specific antigen for the detection of prostate cancer. *Eur Urol.* 2000;38(4):380-387.
43. Saika T, Tsushima T, Nasu Y, Kusaka N, Miyaji Y, Takamoto H, et al. Prostate specific antigen complexed to alpha-1-antichymotrypsin in patients with intermediate prostate specific antigen levels. *Cancer.* 2002;94(6):1685-1691.
44. Jung K, Brux B, Lein M, Knabich A, Sinha P, Rudolph B, et al. Determination of alpha1-antichymotrypsin-PSA complex in serum does not improve the differentiation between benign prostatic hyperplasia and prostate cancer compared with total PSA and percent free PSA. *Urology.* 1999;53(6):1160-1167; discussion 1167-1168.
45. España F, Martínez M, Sanchez-Cuenca J, Vera CD, Estelles A, Jimenez-Cruz JF. Prostate-specific antigen and its complexes with alpha 1-antichymotrypsin in the plasma of patients with prostatic disease. *Eur Urol.* 1996;30(4):512-518.
46. Martínez M, España F, Royo M, Aznar J, Vera CD, Estellés A, et al. Formas moleculares del PSA: ¿qué aportan al diagnóstico del cáncer de próstata? *Urol Integr Invest.* 1998;3:173-177.
47. España F, Royo M, Martínez M, Enguidanos MJ, Vera CD, Estelles A, et al. Free and complexed prostate specific antigen in the differentiation of benign prostatic hyperplasia and prostate cancer: studies in serum and plasma samples. *J Urol.* 1998;160(6 Pt 1):2081-2088.
48. Martínez M, España F, Royo M, Vera CD, Estelles A, Jimenez-Cruz JF, et al. Prostate-specific antigen complexed to alpha(1)-antichymotrypsin in the early detection of prostate cancer. *Eur Urol.* 2000;38(1):85-90.
49. Martínez M, España F, Royo M, Alapont JM, Navarro S, Estelles A, et al. The proportion of prostate-specific antigen (PSA) complexed to alpha(1)-antichymotrypsin improves the discrimination between prostate cancer and benign prostatic hyperplasia in men with a total PSA of 10 to 30 microg/L. *Clin Chem.* 2002;48(8):1251-1256.
50. Brawer MK, Cheli CD, Neaman IE, Goldblatt J, Smith C, Schwartz MK, et al. Complexed prostate specific antigen provides significant enhancement of specificity compared with total prostate specific antigen for detecting prostate cancer. *J Urol.* 2000;163(5):1476-1480.
51. Partin AW, Brawer MK, Bartsch G, Horninger W, Taneja SS, Lepor H, et al. Complexed prostate specific antigen improves specificity for prostate cancer detection: results of a prospective multicenter clinical trial. *J Urol.* 2003;170(5):1787-1791.
52. Sokoll LJ, Bruzek DJ, Cox JL. Is complexed PSA alone clinically useful?. *J Urol.* 1998;159:895A.
53. Djavan B, Remzi M, Zlotta AR, Ravery V, Hammerer P, Reissigl A, et al. Complexed prostate-specific antigen, complexed prostate-specific antigen density of total and transition zone, complexed/total prostate-specific antigen ratio, free-to-total prostate-specific antigen ratio, density of total and transition zone prostate-specific antigen: results of the prospective multicenter European trial. *Urology.* 2002;60(4 Suppl 1):4-9.
54. Alapont Alacreu JM. Desarrollo y evaluación de nuevos marcadores diagnósticos y pronósticos en el cáncer de próstata [Tesis doctoral]. Valencia: Universidad de Valencia; 2007.
55. Okihara K, Cheli CD, Partin AW, Fritche HA, Chan DW, Sokoll LJ, et al. Comparative analysis of complexed prostate specific antigen, free prostate specific antigen and their ratio in detecting prostate cancer. *J Urol.* 2002;167(5):2017-2023; discussion 2023-2024.
56. Stamey TA, Yemoto CE. Examination of the 3 molecular forms of serum prostate specific antigen for distinguishing negative from positive biopsy: relationship to transition zone volume. *J Urol.* 2000;163(1):119-126.
57. Parsons JK, Brawer MK, Cheli CD, Partin AW, Djavan R. Complexed prostate specific antigen (PSA) reduces unnecessary prostate biopsies in the 2.6-4.0 ng/mL range of total PSA. *BJU Int.* 2004;94(1):47-50.
58. Lein M, Kwiatkowski M, Semjonow A, Luboldt HJ, Hammerer P, Stephan C, et al. A multicenter clinical trial on the use of complexed prostate specific antigen in low prostate specific antigen concentrations. *J Urol.* 2003;170(4 Pt 1):1175-1179.
59. Jung K, Stephan C, Elgeti U, Lein M, Brux B, Kristiansen G, et al. Molecular forms of prostate-specific antigen in serum with concentrations of total prostate-specific antigen <4 microg/L: are they useful tools for early detection and screening of prostate cancer?. *Int J Cancer.* 2001;93(5):759-765.
60. Okihara K, Fritsche HA, Ayala A, Johnston DA, Allard WJ, Babaian RJ. Can complexed prostate specific antigen and prostatic volume enhance prostate cancer detection in men with total prostate specific antigen between 2.5 and 4.0 ng./ml. *J Urol.* 2001;165(6 Pt 1):1930-1936.
61. España F, Sanchez-Cuenca J, Estelles A, Gilbert J, Griffin JH, Heeb MJ. Quantitative immunoassay for complexes of prostate-specific antigen with alpha2-macroglobulin. *Clin Chem.* 1996;42(4):545-550.
62. Zhang WM, Finne P, Leinonen J, Vesalainen S, Nordling S, Rannikko S, et al. Characterization and immunological determination of the complex between prostate-specific antigen and alpha2-macroglobulin. *Clin Chem.* 1998;44(12):2471-2479.
63. Zhang WM, Finne P, Leinonen J, Salo J, Stenman UH. Determination of prostate-specific antigen complexed to alpha(2)-macroglobulin in serum increases the specificity of free to total PSA for prostate cancer. *Urology.* 2000;56(2):267-272.
64. Zhang WM, Finne P, Leinonen J, Vesalainen S, Nordling S, Stenman UH. Measurement of the complex between prostate-specific antigen and alpha1-protease inhibitor in serum. *Clin Chem.* 1999;45(6 Pt 1):814-821.

65. Young CY, Andrews PE, Montgomery BT, Tindall DJ. Tissue-specific and hormonal regulation of human prostate-specific glandular kallikrein. *Biochemistry.* 1992;31(3):818-824.
66. Deperthes D, Chapdelaine P, Tremblay RR, Brunet C, Berton J, Hebert J, et al. Isolation of prostatic kallikrein hK2, also known as hGK-1, in human seminal plasma. *Biochim Biophys Acta.* 1995;1245(3):311-316.
67. Finlay JA, Evans CL, Day JR, Payne JK, Mikolajczyk SD, Millar LS, et al. Development of monoclonal antibodies specific for human glandular kallikrein (hK2): development of a dual antibody immunoassay for hK2 with negligible prostate-specific antigen cross-reactivity. *Urology.* 1998;51(5):804-809.
68. Wang TJ, Rittenhouse HG, Wolfert RL, Lynne CM, Brackett NL. PSA concentrations in seminal plasma. *Clin Chem.* 1998;44(4):895-896.
69. Murtha P, Tindall DJ, Young CY. Androgen induction of a human prostate-specific kallikrein, hK2: characterization of an androgen response element in the 5' promoter region of the gene. *Biochemistry.* 1993;32(25):6459-6464.
70. Mikolajczyk SD, Millar LS, Kumar A, Saedi MS. Human glandular kallikrein, hK2, shows arginine-restricted specificity and forms complexes with plasma protease inhibitors. *Prostate.* 1998;34(1):44-50.
71. Chapdelaine P, Paradis G, Tremblay RR, Dube JY. High level of expression in the prostate of a human glandular kallikrein mRNA related to prostate-specific antigen. *FEBS Lett.* 1988;236(1):205-208.
72. Morris BJ. hGK-1: a kallikrein gene expressed in human prostate. *Clin Exp Pharmacol Physiol.* 1989;16(4):345-351.
73. Black MH, Magklara A, Obiezu CV, Melegos DN, Diamandis EP. Development of an ultrasensitive immunoassay for human glandular kallikrein with no cross-reactivity from prostate-specific antigen. *Clin Chem.* 1999;45(6 Pt 1):790-799.
74. Partin AW, Catalona WJ, Finlay JA, Darte C, Tindall DJ, Young CY, et al. Use of human glandular kallikrein 2 for the detection of prostate cancer: preliminary analysis. *Urology.* 1999;54(5):839-845.
75. Grauer LS, Finlay JA, Mikolajczyk SD, Pusateri KD, Wolfert RL. Detection of human glandular kallikrein, hK2, as its precursor form and in complex with protease inhibitors in prostate carcinoma serum. *J Androl.* 1998;19(4):407-411.
76. Darson MF, Pacelli A, Roche P, Rittenhouse HG, Wolfert RL, Young CY, et al. Human glandular kallikrein 2 (hK2) expression in prostatic intraepithelial neoplasia and adenocarcinoma: a novel prostate cancer marker. *Urology.* 1997;49(6):857-862.
77. Tremblay RR, Deperthes D, Tetu B, Dube JY. Immunohistochemical study suggesting a complementary role of kallikreins hK2 and hK3 (prostate-specific antigen) in the functional analysis of human prostate tumors. *Am J Pathol.* 1997;150(2):455-459.
78. Kumar A, Mikolajczyk SD, Goel AS, Millar LS, Saedi MS. Expression of pro form of prostate-specific antigen by mammalian cells and its conversion to mature, active form by human kallikrein 2. *Cancer Res.* 1997;57(15):3111-3114.
79. Takayama TK, Fujikawa K, Davie EW. Characterization of the precursor of prostate-specific antigen. Activation by trypsin and by human glandular kallikrein. *J Biol Chem.* 1997;272(34):21582-21588.
80. Saedi MS, Hill TM, Kuus-Reichel K, Kumar A, Payne J, Mikolajczyk SD, et al. The precursor form of the human kallikrein 2, a kallikrein homologous to prostate-specific antigen, is present in human sera and is increased in prostate cancer and benign prostatic hyperplasia. *Clin Chem.* 1998;44(10):2115-2119.
81. Heeb MJ, España F. Alpha2-macroglobulin and C1-inactivator are plasma inhibitors of human glandular kallikrein. *Blood Cells Mol Dis.* 1998;24(4):412-419.
82. Charlesworth MC, Young CY, Klee GG, Saedi MS, Mikolajczyk SD, Finlay JA, et al. Detection of a prostate-specific protein, human glandular kallikrein (hK2), in sera of patients with elevated prostate-specific antigen levels. *Urology.* 1997;49(3):487-493.
83. Rittenhouse HG, Tindall DJ, Klee GG. Characterization and evaluation of hK2: A potential prostate cancer marker, closely related to PSA. *Proceedings of the First International Consultation on Prostate Cancer.* 1996.
84. Kwiatkowski MK, Recker F, Piironen T, Pettersson K, Otto T, Wernli M, et al. In prostatism patients the ratio of human glandular kallikrein to free PSA improves the discrimination between prostate cancer and benign hyperplasia within the diagnostic "gray zone" of total PSA 4 to 10 ng/mL. *Urology.* 1998;52(3):360-365.
85. Piironen T, Lovgren J, Karp M, Eerola R, Lundwall A, Dowell B, et al. Immunofluorometric assay for sensitive and specific measurement of human prostatic glandular kallikrein (hK2) in serum. *Clin Chem.* 1996;42(7):1034-1041.
86. Becker C, Piironen T, Pettersson K, Bjork T, Wojno KJ, Oesterling JE, et al. Discrimination of men with prostate cancer from those with benign disease by measurements of human glandular kallikrein 2 (HK2) in serum. *J Urol.* 2000;163(1):311-316.
87. Magklara A, Scorilas A, Catalona WJ, Diamandis EP. The combination of human glandular kallikrein and free prostate-specific antigen (PSA) enhances discrimination between prostate cancer and benign prostatic hyperplasia in patients with moderately increased total PSA. *Clin Chem.* 1999;45(11):1960-1966.
88. Recker F, Kwiatkowski MK, Piironen T, Pettersson K, Lummen G, Wernli M, et al. The importance of human glandular kallikrein and its correlation with different prostate specific antigen serum forms in the detection of prostate carcinoma. *Cancer.* 1998;83(12):2540-2547.
89. Becker C, Piironen T, Pettersson K, Hugosson J, Lilja H. Clinical value of human glandular kallikrein 2 and free and total prostate-specific antigen in serum from a population of men with prostate-specific antigen levels 3.0 ng/mL or greater. *Urology.* 2000;55(5):694-699.
90. Nam RK, Diamandis EP, Toi A, Trachtenberg J, Magklara A, Scorilas A, et al. Serum human glandular kallikrein-2 protease levels predict the presence of prostate cancer among men with elevated prostate-specific antigen. *J Clin Oncol.* 2000;18(5):1036-1042.
91. Darson MF, Pacelli A, Roche P, Rittenhouse HG, Wolfert RL, Saedi MS, et al. Human glandular kallikrein 2 expression in prostate adenocarcinoma and lymph node metastases. *Urology.* 1999;53(5):939-944.
92. Corey E, Arfman EW, Oswin MM, Melchior SW, Tindall DJ, Young CY, et al. Detection of circulating prostate cells by reverse transcriptase-polymerase chain reaction of human glandular kallikrein (hK2) and prostate-specific antigen (PSA) messages. *Urology.* 1997;50(2):184-188.
93. Stephan C, Jung K, Soosaipillai A, Yousef GM, Cammann H, Meyer H, et al. Clinical utility of human glandular kallikrein 2 within a neural network for prostate cancer detection. *BJU Int.* 2005;96(4):521-527.
94. Catalona WJ, Smith DS, Wolfert RL, Wang TJ, Rittenhouse HG, Ratliff TL, et al. Evaluation of percentage of free serum prostate-specific antigen to improve specificity of prostate cancer screening. *Jama.* 1995;274(15):1214-1220.

95. Morote J, Raventos CX, Lorente JA, Lopez-Pacios MA, Encabo G, de Torres I, et al. Comparison of percent free prostate specific antigen and prostate specific antigen density as methods to enhance prostate specific antigen specificity in early prostate cancer detection in men with normal rectal examination and prostate specific antigen between 4.1 and 10 ng./ml. *J Urol*. 1997;158(2):502-504.
96. Bangma CH, Rietbergen JB, Kranse R, Blijenberg BG, Petterson K, Schroder FH. The free-to-total prostate specific antigen ratio improves the specificity of prostate specific antigen in screening for prostate cancer in the general population. *J Urol*. 1997;157(6):2191-2196.
97. Brawer MK, Meyer GE, Letran JL, Bankson DD, Morris DL, Yeung KK, et al. Measurement of complexed PSA improves specificity for early detection of prostate cancer. *Urology*. 1998;52(3):372-378.
98. Kuriyama M, Kawada Y, Arai Y, Maeda H, Egawa S, Koshihara K, et al. Significance of free to total PSA ratio in men with slightly elevated serum PSA levels: a cooperative study. *Jpn J Clin Oncol*. 1998;28(11):661-665.
99. Partin AW, Brawer MK, Subong EN, Kelley CA, Cox JL, Bruzek DJ, et al. Prospective evaluation of percent free-PSA and complexed-PSA for early detection of prostate cancer. *Prostate Cancer Prostatic Dis*. 1998;1(4):197-203.
100. Martinez-Pineiro L, Taberner A, Contreras T, Madero R, Lozano D, Lopez-Tello J, et al. Determination of the percentage of free prostate-specific antigen helps to avoid unnecessary biopsies in men with normal rectal examinations and total prostate-specific antigen of 4-10 ng/ml. *Eur Urol*. 2000;37(3):289-296.
101. Vessella RL, Lange PH, Partin AW, Chan DW, Sokoll LJ, Sasse EA, et al. Probability of prostate cancer detection based on results of a multicenter study using the AxSYM free PSA and total PSA assays. *Urology*. 2000;55(6):909-914.
102. Haese A, Dworschack RT, Partin AW. Percent free prostate specific antigen in the total prostate specific antigen 2 to 4 ng./ml. range does not substantially increase the number of biopsies needed to detect clinically significant prostate cancer compared to the 4 to 10 ng./ml. range. *J Urol*. 2002;168(2):504-508.
103. Catalona WJ, Smith DS, Ornstein DK. Prostate cancer detection in men with serum PSA concentrations of 2.6 to 4.0 ng/mL and benign prostate examination. Enhancement of specificity with free PSA measurements. *Jama*. 1997;277(18):1452-1455.
104. Prestigiacomo AF, Stamey TA. Can free and total prostate specific antigen and prostatic volume distinguish between men with negative and positive systematic ultrasound guided prostate biopsies?. *J Urol*. 1997;157(1):189-194.
105. Catalona WJ, Partin AW, Finlay JA, Chan DW, Rittenhouse HG, Wolfert RL, et al. Use of percentage of free prostate-specific antigen to identify men at high risk of prostate cancer when PSA levels are 2.51 to 4 ng/mL and digital rectal examination is not suspicious for prostate cancer: an alternative model. *Urology*. 1999;54(2):220-224.
106. Djavan B, Zlotta A, Kratzik C, Remzi M, Seitz C, Schulman CC, et al. PSA, PSA density, PSA density of transition zone, free/total PSA ratio, and PSA velocity for early detection of prostate cancer in men with serum PSA 2.5 to 4.0 ng/mL. *Urology*. 1999;54(3):517-522.
107. Roehl KA, Antenor JA, Catalona WJ. Robustness of free prostate specific antigen measurements to reduce unnecessary biopsies in the 2.6 to 4.0 ng./ml. range. *J Urol*. 2002;168(3):922-925.
108. Horninger W, Cheli CD, Babaian RJ, Fritsche HA, Lepor H, Taneja SS, et al. Complexed prostate-specific antigen for early detection of prostate cancer in men with serum prostate-specific antigen levels of 2 to 4 nanograms per milliliter. *Urology*. 2002;60(4 Suppl 1):31-35.
109. Maeda H, Arai Y, Aoki Y, Okubo K, Okada T, Maekawa S. Complexed prostate-specific antigen and its volume indexes in the detection of prostate cancer. *Urology*. 1999;54(2):225-228.
110. Okegawa T, Noda H, Nutahara K, Higashihara E. Comparison of two investigative assays for the complexed prostate-specific antigen in total prostate-specific antigen between 4.1 and 10.0 ng/mL. *Urology*. 2000;55(5):700-704.

Correspondencia autor: Dr. JM Alapont Alacreu
 Servicio de Urología. Hospital Universitario La Fe.
 Avda. Campanar, 21- 46009 Valencia. Tel.: 963 862 700
 E-mail autor: jmalapont@mundofree.com
 Información artículo: Original – Cáncer de próstata
 Trabajo recibido: marzo 2008
 Trabajo aceptado: abril 2008